

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

LICITACION PUBLICA 008/2025

RENLÓN Nº 1 SERVICIO POR CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO DIGITAL CON SENSOR EXTERNO.

Ref. El ensayo deberá ser realizado en cuatro puntos de la escala, en un rango de -40 a 80°C.

RENLÓN Nº 2 SERVICIO POR CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETRO.

Ref./ El ensayo deberá ser realizado en tres puntos de la escala, en un rango de 0 a 60°C y 2 puntos de humedad 33% y 75%HR.

LISTADO DE EQUIPOS ALCANZADOS POR EL PROCESO LICITATORIO DE REFERENCIA:

Sector	Equipo	Patrimonio
VACUNACION	TERMOMETRO DE Sonda EXTERNA GENERICO	TER-1
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO DT-2 (ELITECH)	TER-2
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO DT-2 (ELITECH)	TER-3
VACUNACION	TERMOHIGROMETRO DT-2 (ELITECH)	TER-4
LABORATORIO	TERMOHIGROMETRO DT-2 (ELITECH)	TER-5
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO DT-2 (ELITECH)	TER-6
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO DT-2 (ELITECH)	TER-7
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO DT-2 (ELITECH)	TER-8
INHO	TERMOHIGROMETRO DT-2 (ELITECH)	TER-9
LABORATORIO	TERMOHIGROMETRO TGF-298 (GENERICO)	TER-14
VACUNACION	TERMOHIGROMETRO DT-2 (ELITECH)	TER-15
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO HTC 2 (VT-POWER)	TER-16
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO HTC 2 (VT-POWER)	TER-18
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO HTC 2 (VT-POWER)	TER-19
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO HTC 2 (VT-POWER)	TER-20
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO HTC 2 (VT-POWER)	TER-21
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO HTC 2 (VT-POWER)	TER-22
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO HTC 2 (VT-POWER)	TER-23
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO HTC 2 (VT-POWER)	TER-24
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO HTC 2 (VT-POWER)	TER-25
CITOSTATICOS	TERMOHIGROMETRO 0522 GRAN DISPLAY (TFA) 21	TER-26
CITOSTATICOS	TERMOHIGROMETRO 0522 GRAN DISPLAY (TFA)	TER-27
CITOSTATICOS	TERMOHIGROMETRO 0522 GRAN DISPLAY (TFA)	TER-28
TOXICOLOGIA	TERMOHIGROMETRO 20250-31 (DIGI SENSE)	TER-29
TOXICOLOGIA	TERMOMETRO DE Sonda EXTERNA EI-1E-D-32-L (ESCORT ILOG)	TER-30
TOXICOLOGIA	TERMOMETRO DE Sonda EXTERNA EI-1E-D-32-L (ESCORT ILOG)	TER-31

TOXICOLOGIA	TERMOMETRO DE Sonda EXTERNA EI-1E-D-32-L (ESCORT ILOG)	TER-32
TOXICOLOGIA	TERMOMETRO DE Sonda EXTERNA EI-1E-D-32-L (ESCORT ILOG)	TER-33
TOXICOLOGIA	TERMOHIGROMETRO 20250-31 (DIGI SENSE)	TER-34
TOXICOLOGIA	TERMOHIGROMETRO EI-HS-D-32-L (ESCORT ILOG)	TER-35
TOXICOLOGIA	TERMOHIGROMETRO 20250-31 (DIGI SENSE)	TER-36

Observaciones: De acuerdo a las necesidades del HCANK es necesaria la calibración de los termómetros y termohigrómetros mencionados, los mismos deberán ser calibrados en un laboratorio certificado por el INTI y a su entrega deberán contar con los resultados del protocolo realizado en cada equipo, y un sticker identificador indicando la fecha de vencimiento de la calibración de cada equipo, La calibración de la totalidad de los equipos deberá realizar en dos tandas, la logística de la totalidad de los equipos deberá estar a cargo del oferente.